

Dépistage des Enterobactéries productrices d'une β lactamase à spectre étendu E β LSSE

Qui et quand dépister ⁽¹⁾?



Systématiquement

- patient de **réanimation** : à l'entrée et une fois par semaine

En situation épidémique locale ou régionale

- patient de **réanimation** : à la sortie du patient
- patient de **MCO** : à l'entrée et une fois par semaine
- patient de **SSR** : à l'entrée

Comment prélever ?



Écouvillonnage rectal à l'aide d'un écouvillon humidifié au sérum physiologique ou à l'eau stérile (écouvillon à tige plastique). L'écouvillon doit être visuellement chargé de matière fécale.

- A défaut faire un prélèvement de selles.
- Si le patient présente une stomie, faire l'écouvillonnage au niveau de celle-ci.



Acheminement au laboratoire



Acheminer **rapidement** les écouvillons à température ambiante (si le délai de prise en charge du prélèvement est inférieur à 24h, il n'y a pas de problème de conservation).

Résultats



- Les résultats positifs sont transmis en 48 à 72h
- Les résultats négatifs sont transmis en 48h
- **Tout antibiogramme réalisé doit comporter la mention « antibiogramme rendu à titre épidémiologique ».**

(1) Préventions de la transmission croisée : précautions complémentaires contact. Recommandations nationales. Consensus formalisé d'experts. SFHH. Avril 2009.