

# Précautions Complémentaires Contact spécifiques

## *Candida auris* (*Candidozyma auris*) / PCC-auris

V1 Avril 2025



### Renforcement de l'hygiène des mains

- **Observer strictement** les indications de l'hygiène des mains par **friction hydroalcoolique** pour le **patient, les visiteurs et les soignants**



### Equipements de protection individuelle

- **Protéger la tenue (surblouse/tablier)** pour tout contact avec le patient et son environnement
- **Respecter les indications du port des gants (PS)**



### Organisation des soins

- **Placer le patient en chambre individuelle**
- **Prescrire les précautions complémentaires spécifiques et mettre en place la signalétique**
- **Informé le patient** (cf. flyer "Je suis patient porteur *C. auris*" ou "Je suis patient contact *C. auris*" du CPias HdF)
- **Respecter la marche en avant** (prendre en charge le patient en dernier dans une séquence de soins)
- **Regrouper les soins pour le patient et limiter le nombre d'intervenants**
- Si accès à des lieux de soins communs (par exemple plateau technique...) :
  - Planifier le patient en **fin de programme** si possible, pour réaliser l'entretien spécifique de l'environnement
  - **Informé les intervenants** (transport, service...)
  - **Adapter la prise en charge** (friction des mains du patient, réveil du patient en salle d'intervention, priorisation des examens en chambre, limitation des temps d'attente dans les espaces collectifs, ...)



### Gestion du matériel

- **Utiliser du matériel à usage unique ou dédié au patient**
- **S'assurer de l'entretien des dispositifs médicaux partagés utilisés dans le service** (ECG, échographe, bladder scan, lève-malade, pèse-malade, stéthoscope...) :
  - **S'assurer que les responsabilités de l'entretien du matériel et des dispositifs médicaux** soient clairement définies (rédaction de listes...)
  - **Entretien tout matériel partagé après chaque utilisation, par action mécanique avec un produit actif sur *C. auris* efficace en 5 min maximum**, comme les produits oxydants (Incidin™ OxyFoam S, Tristel Jet™ ...) ou à défaut utiliser la procédure Javel à 0,5% en 3 temps
- **Limiter le matériel en chambre** au strict nécessaire



### Entretien de l'environnement

- **Renforcer le bionettoyage :**
  - **Entretien biquotidien par action mécanique avec un produit actif sur *C. auris* efficace en 5 min maximum**, comme les produits oxydants (Incidin™, OxyFoam S, Oxyfloor™, Tristel Jet™...) ou à défaut utiliser la procédure Javel à 0,5% en 3 temps, en insistant sur :
    - **l'environnement proche** (adaptable, barrières de lit, ...)
    - **les surfaces et le matériel fréquemment manipulés** (chariot de soin, chariot de nursing, clavier d'ordinateur, téléphone, paillasse...)
  - A la sortie du patient : **deux bionettoyages successifs sont préconisés**. L'entretien **peut être complété par une désinfection chimique** par voie aérienne (DSVA) ou **physique (UV)** hors présence humaine
- **S'assurer que les responsabilités de l'entretien de ces éléments** soient clairement définies (traçabilité...)



### Déchets, linge et vaisselle

- Suivre les circuits et traitements **habituels**